

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA

Disciplina de Toxicologia II

## **QUESTIONÁRIO**

## Prática: Determinação de nitritos em produtos alimentícios cárneos

- 1. Diga em quais alimentos é aceitável a adição de nitrito e qual as suas funções.
- 2. Diga as funções de cada um dos reagentes utilizados na prática:
  - a) Tetraborato de sódio decahidratado a 5% m/v (Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>.10H<sub>2</sub>O):
  - b) Ferrocianeto de potássio trihidratado a 15% m/v (K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>.3H<sub>2</sub>O):
  - c) Acetato de zinco dihidratado a 30% m/v (Zn(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>:
  - d) **Reagente cromogênico** (Solução de α-naftol e ácido sulfanílico):
  - e) Solução Tampão:
- 3. Faça a reação de diazotação do ácido sulfanílico pelo nitrito.
- 4. Faça a reação de acoplamento ou copulação do derivado diazo com o  $\alpha$ --naftol em meio ácido.
- 5. Explique porque a técnica usada na prática não pode ser usada para dosar *nitratos*.
- 6. Diga a concentração encontrada de nitrito para a amostra analisada na prática e se este valor encontra-se dentro do LMP (150ppm ou 0,015% m/m ou 150mg/kg ou 150μg/g).